

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA MG

REF: PREGÃO ELETRONICO: 90044/2025

A empresa Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.408.899/0001-59, com sede à Rua Graça Aranha, 875, barracão 1, sala E, Vargem Grande, Pinhais-PR, como licitante do Pregão Eletrônico 90044/2025 neste ato representada pelo seu sócio gerente Sr. Sérgio Edelberto Valério Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 8.061.540-0, inscrita no CPF sob nº 039.410.899-00, vem tempestivamente, com base na Lei Federal nº 14.133/21 de 01 de abril de 2021, apresentar junto a essa respeitosa Comissão de Licitação o seguinte:

RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA em diante denominada recorrente, vem respeitosamente perante a comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Piranga MG, opor-se à Decisão do Sr. Pregoeiro, face à vossa desclassificação, no item 128;

I – DOS FATOS

A licitante recorrente foi inabilitada com a seguinte alegação;

38.408.899/0001-59

ME/EPP

Programa de integridade

Desclassificada

EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS H..

PR

Valor ofertado (unitário)

Valor negociado (unitário)

R\$ 437.0000

-

Chat

Proposta

Motivo da desclassificação

DESCCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AO EDITAL. MARCA MODELO ANALISADO ANTERIORMENTE

Valor proposta (unitário | total)

R\$ 1.003.0000 | R\$ 10.030.0000

Quantidade ofertada

10

Participação etapa fechada

Lance único registrado

Declaração de conteúdo nacional

Não

Valor ofertado (unitário | total)

R\$ 437.0000 | R\$ 4.370.0000

Marca/Fabricante

JUMPER

Participação desempate ME/EPP

Não se aplica

Valor negociado (unitário | total)

-

Modelo/Versão

JPD100B

Participação disputa final

Não se aplica

Ocorre Srs. julgadores, que não foi informado qual ponto que o equipamnto não não atende ao edital.

Diante disso, passemos a analisar as solicitações editalicias do equipamento no item DETECTOR FETAL.

A descrição do lote 02 solicita:

Detector Fetal Portátil Digital DF 7001 D Sensibilidade 90; **Frequência: 2,5 MHz / 3,0 MHz $\pm$ 15%; desligamento automático; saída para fones de ouvido; portátil; deve detectar no mínimo 10 semanas de gravidez; alimentação Bateria; Batimentos por minuto detectáveis de 50 a 240 bpm; Display digital; Bateria interna alcalina 9V.** Especificações Técnicas: **Frequência (MHz) 2,5 MHz / 3,0 MHz $\pm$ 15% Diâmetro Ultrassônico 50mm Profundidade Ultrass. 200mm Peso líquido aproximado: 0,565 Kg** Faixa de medição (BPM): 50 a 240 bpm. **Dimensões aproximadas (A/L/P) : 135 x 117 x 33 mm Potência 2VA Potência ultrassônica < 5mW/cm²** Alimentação do equipamento 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22 **Autonomia máxima de consumo 5 horas; Alarme para bradicardia e taquicardia 100 e 180 bpm respectivamente.** Certificado no Inmetro e registro na ANVISA. Garantia de 1 ano após o recebimento do produto.

Com base no manual de instruções do equipamento Jumper modelo JPD100B disponível no site da ANVISA no link

<https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351012527202080/anexo/T28403496/nomeArquivo/Manual%20Instru%C3%A7%C3%B5es%20-%20JPD-100B.pdf?Authorization=Guest> temos:

- **Frequência: 2,5 MHz / 3,0 MHz $\pm$ 15%; Frequência (MHz) 2,5 MHz / 3,0 MHz $\pm$ 15%**

Segundo a pagina 6 do manual temos:

A ciclagem varia de 6.000 a 60.000, com frequência de trabalho em 2 MHz, 2,5 MHz ou 3 MHz $\pm$ 10%.

Equipamento atende ao solicitado.

- **Desligamento automático**

Segundo a página 13 temos

5.2.4 Desligar

Após a detecção, pressione o botão Liga/Desliga , o aparelho desligará, a luz indicadora azul também se apagará.

O aparelho desliga automaticamente caso nenhum som ou sinal seja detectado dentro de 1 minuto. Você precisa reiniciá-lo antes de usá-lo novamente.

Equipamento atende ao solicitado.

- **saída para fones de ouvido**

Equipamento possui – pagina 17

GRAVAÇÃO:

Possibilita gravação do exame, com conector P2, através da saída do fone de ouvido.

- **deve detectar no mínimo 10 semanas de gravidez**

Equipamento detecta a partir da 10 semana – pagina 18

Realização:

Sensibilidade: de 10 a 12 semanas de gestação

- **Alimentação Bateria**

Equipamento possui versão a pilha e com bateria, estamos ofertando a versão com bateria recarregável – Pagina 06 do manual.

1.1 Uso Pretendido

O Doppler Fetal JPD-100B é um equipamento obstétrico portátil, alimentado por 2 pilhas AA, ou opcional bateria. Usado para detectar frequência cardíaca fetal.

- **Batimentos por minuto detectáveis de 50 a 240 bpm;**

Equipamento atende – pagina 06 do manual.

O Monitor Doppler fetal permite a monitoração dos batimentos cardíacos dentro da faixa de 50 a 240 bpm, com sinais de alarme para bradicardia e taquicardia. Ele oferece som de alta qualidade, sem ruídos ou interferências, e possui alta sensibilidade na detecção do sinal.

- **Display digital;**

Equipamento possui Display digital colorido, pagina 2



- Diâmetro Ultrassônico 50mm Profundidade Ultrass. 200mm

Equipamento atende – páginas 22 e 23 do manual

Sensibilidade geral (2.5MHz Transdutor)	
Temperatura: 24.9°C, Humidade relativa: 68%	
Distância para a face do transdutor	50mm
Frequência de trabalho acústica nominal	2.5MHz
Distância para a face do transdutor	200mm
Frequência de trabalho acústica nominal	2.5MHz

Peso líquido aproximado: 0,565 Kg

Equipamento atende – pagina 16 do manual

DIMENSÕES FÍSICAS:

129 mm W x 83 mm D x 34 mm H, Wt: 0.24kg (não inclui a bateria no peso)

- Dimensões aproximadas (A/L/P) : 135 x 117 x 33 mm

Equipamento atende – pagina 16 do manual

DIMENSÕES FÍSICAS:

129 mm W x 83 mm D x 34 mm H, Wt: 0.24kg (não inclui a bateria no peso)

- Potência 2VA Potência ultrassônica < 5mW/cm²

Equipamento atende – pagina 17 do manual

ULTRASSOM:

Frequência de emissão ultrassônica: 2.5MHz

Sensibilidade geral a distâncias de 200 mm para face do transdutor.

(Frequência Doppler: 500±50Hz, Velocidade alvo: 10cm/s~40cm/s): 92.4dB

Pressão acústica de pico temporal de pico espacial: 20.1kPa

Energia de saída: 7.9mW

Área efetiva do elemento ativo do transdutor ultrassônico: 3.07cm²

O meio de acoplamento acústico para uso normal: ph: 5.5~8,

Impedância acústica: ≤1.7*10⁵g /cm²·s

Modo de trabalho: Doppler de ondas contínuas.

- Autonomia máxima de consumo 5 horas;

Equipamento atende – pagina 18 do manual



Cirúrgica São Felipe®
Produtos Para Saúde

Manual de Instruções do Doppler Fetal Portátil e mesa

Duração da Bateria: Mais de 9 horas em uso contínuo.

Adaptadora: entrada: 110V-240V, 50-60Hz

Carregador: DC 12V 300mA Bivolt Automático

Tempo para carregar: > 8 horas ou 2 Pilhas AA

Alarme para bradicardia e taquicardia 100 e 180 bpm respectivamente

Equipamento atende – pagina 06 do manual.

O Monitor Doppler fetal permite a monitoração dos batimentos cardíacos dentro da faixa de 50 a 240 bpm, com sinais de alarme para bradicardia e taquicardia. Ele oferece som de alta qualidade, sem ruídos ou interferências, e possui alta sensibilidade na detecção do sinal.

Diante das informações acima, solicitamos a nossa reclassificação no presente item.

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer que esse ilustre Pregoeiro se digne:

O recebimento do presente recurso, tendo em vista que o prazo das razões recursais é tempestivo;

Não obstante a Recorrente admita a competência e notório saber jurídico do Senhor Pregoeiro bem como da Equipe Técnica, *data venia*, a Decisão deverá ser reformada, procedendo à **reclassificação** da licitante **RECORRENTE** no presente certame tendo em vista as desconformidades apresentadas;

Seja dado provimento ao presente Recurso, pela Comissão de Licitação, a fim de promover a RECLASSIFICAÇÃO da licitante **RECORRENTE**, por ser um princípio de justiça;

Subsidiariamente, caso a decisão recorrida não seja reformada, remeta o presente Recurso à apreciação da autoridade superior competente, nos termos do Art. 165, § 2º, da Lei 14.133/2021.

Termos em que, pede deferimento.

Pinhais, 04 de agosto de 2025.